

Mluvicí váha XL-440 (anglická)

Návod k obsluze

Blahopřejeme Vám k zakoupení váhy *My Weigh*. Stali jste se tak vlastníkem přístroje, který odpovídá nejvyšším technickým a kvalitativním nárokům. Určitě si se svou digitální osobní váhou užijete mnoho radosti. Více informací naleznete na www.myweigh.com.

Funkce

Zprostředkování údajů o tělesné hmotnosti pomocí hlasového výstupu.

Technické údaje

Maximální kapacita: 200 kg / 440 lb

Minimální hmotnost: 2 kg / 4,4 lb

Přesnost na: $\pm 0,1$ kg / $0,2$ lb

Odchylka: $\pm (1 \% + 1d)$

Provozní teplota: $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 15\text{ }^{\circ}\text{C}$

Návod k obsluze

Vkládání baterií

Vložte 4 baterie AA do prostoru na spodní straně přístroje. Dbejte na jejich správnou polaritu.

Vážení

1. Stoupněte si na váhu. Přístroj Vás přivítá pozdravem „Hello“. Sestupte opět z váhy a vyčkejte několik sekund.
2. Přístroj oznámí svou připravenost hláškou „I'm ready“ a na displeji se objeví „0,0 kg“ (nebo „0,0 lb“). Můžete znovu vstoupit na váhu. Jakmile se přístroj stabilizuje, uvede Vám Vaši hmotnost opticky i akusticky.
3. Po sestoupení z váhy zůstane na displeji Vaše hmotnost ještě po dobu 10 sekund. Poté se přístroj rozloučí slovem „Good-bye“ a automaticky se vypne.

Vypnutí

Přístroj se vypne automaticky po 10 sekundách, pokud po tuto dobu nezaznamená žádnou aktivitu.

Hlasový výstup

Pomocí přepínače na dolní straně přístroje můžete vypnout nebo zapnout hlasový výstup.

Měrné jednotky

Pomocí tlačítka na přední straně přístroje (pod displejem) si můžete navolit požadovanou jednotku, tedy kilogramy nebo libry, je-li váha zapnuta.

Důležitá upozornění

- Budete-li mít pocit, že Váš přístroj nefunguje přesně, vyměňte nejprve baterie. Slabé baterie bývají často příčinou špatné funkčnosti.
- Téměř vybité baterie Vám přístroj oznámí příslušným symbolem na displeji. Prosíme, abyste poté ihned vyměnili baterie za nové.
- Při překročení povolené hmotnosti Vám přístroj na displeji zobrazí „FFFF“. Ihned sestupte z váhy.
- Používejte přístroj pouze na stabilním, suchém a rovném podkladu.
- Vyhněte se vysokým teplotám a vlhkému prostředí. K čištění použijte vlhký hadřík a jemné čisticí prostředky.
- Vyhněte se tvrdým nárazům a otřesům.
- Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu, vyjměte baterie.
- Nerozebírejte přístroj, přišli byste tak o svou záruku.
- Váha je určena pouze pro soukromou potřebu, nikoli pro obchod.
- Používejte přístroj na tvrdých površích jako jsou kachličky, dřevo nebo linoleum.
- Tento přístroj, podobně jako většina ostatních osobních vah, nebude spolehlivě fungovat na podlahách pokrytých kobercem.